

STABILIZING WRIST BRACE ADJUSTABLE

Ortéza na zápěstí nastavitelná S8551



**Prodyšný
neopren**

**Přírodní
bavlna**

**Flexibilita
univerzální velikost**

**EXTRA
komprese**

- Stabilizační ortéza na zápěstí má odnímatelnou kovovou dlahu pro variabilní stabilizaci slabého nebo tuhého zápěstí v neutrální poloze.
- Podporuje a chrání při sportovních i pracovních aktivitách
- Zajišťuje spolehlivou fixaci a kompresi radiokarpálního kloubu a palce.
- Anatomicky tvarovaná kovová výztuha a další popruhy zajišťují spolehlivou stabilizaci kloubu a poskytují skvělou stabilitu.
- Vnitřní vrstva je vyrobena z měkké bavlněné tkaniny pro komfort.
- Univerzální velikost (jedna velikost padne většině).
- Navrženo zvláště pro pravou a levou ruku.

Použití: Ortéza se používá při zranění zápěstí, podvrtnutí vazů, artróze, artritidě, bursitidě, synovitidě, v rehabilitačním stádiu po odstranění sádry i při prevenci artritidy, bursitidy, tendovaginitidy a jejich exacerbace. Je určen pro úplnou fixaci radiokarpálního kloubu, zajišťuje ohřev a rovnoměrnou kompresi. Ortéza je zpevněna pevnou kovovou vložkou, která zcela omezuje pohyby radiokarpálního kloubu. Nastavitelný popruh poskytuje dodatečnou kompresi kolem zápěstí v případě potřeby, což může napomoci správnému vyrovnání karpálních kostí, a tím snížit zánět v zápěstí, což je užitečné při léčbě syndromu karpálního tunelu.

- Zajišťuje spolehlivou fixaci a kompresi radiokarpálního kloubu.
- Kovová výztužná deska a další popruhy zajišťují spolehlivou stabilizaci kloubů.
- Anatomický tvar je pohodlný pro každodenní použití.

Kontraindikace: Lokální onemocnění kůže, individuální intolerance na použitý materiál.

Rozměry	Velikosti	Maximální odchylka
	UNIVERZÁLNÍ VELIKOST	
Obvod zápěstí, cm	15-22	± 1,0 cm

Jak správně nasadit ortézu:

Na pravou ruku:



Na levou ruku:



Údržba: Umyjte jemnými čisticími prostředky při teplotě do + 35 ° C. Neutírejte ani neždímejte při mytí a oplachování. Sušte mimo zdroj tepla. Nežehlete. Nebělte. (Nepoužívejte bělicí prostředky obsahující chlor.) Nepoužívejte chemické čištění.

Upozornění: Používejte pouze za účelem, ke kterému byla ortéza vyrobena. Doba používání může být upravena pouze na základě doporučení lékaře. Výrobek se nedoporučuje nosit do 30 minut po aplikaci lokálních ohřívacích mastí.

Složení: aeroprene - 60%, polyester - 20%, bavlna - 15%, latex – 5%, kovové výztuhy.

Podmínky skladování: Skladujte na suchém místě při teplotě od +5°C do +40°C. Udržujte mimo dosah přímého slunečního svitu.

Datum výroby: Uvedeno na obalu.

Velikost: Univerzální

Výrobce: Medtex Swiss Ltd, 15 Konservna str., Gabrovo, Bulgaria 5300 tel.: +359 888 059 356, e-mail: info@medtex-swiss.ch, medpack-group.com, medtex-swiss.ch, dr-frei.com Dr. Frei is a registered Trademark of FreiCare Swiss AG, Switzerland. A Swiss Brand.

Distributor: medHaus s.r.o., Kačírkova 1, 158 00, Praha 5, Tel: 226 202 268, e-mail: medhaus@medhaus.cz, www.medhaus.cz, www.medpack-group.cz

DR. FREI IS A REGISTERED TRADEMARK.
A SWISS BRAND.



REF DFSI001_091117

